

Alpha-Kohärenz, der Super-Zustand

Die Alpha-Kohärenz ist ein Zustand, in dem wir die Grenzen unserer Programmierungen sprengen können. Körper und Geist werden in einen aufmerksamen Entspannungszustand versetzt, in dem Sie sich neu ausrichten und frei handeln können.

Pce Vortex versetzt Sie in die Alpha-Kohärenz

Pce Vortex stellt im Gehirn mittels elektromagnetischer Schwingkreis- Stimulation eine Kohärenz im Alpha- Zustand her. In diesem besonderen Zustand fühlt man sich unbeschwert, inspiriert und in Kontrolle über das eigene Leben.

Die Wirkung der Gehirnstimulation ist so wirkungsvoll, dass man schon nach 1-10 Minuten (je nach Körpergefühl) einen veränderten, freieren und gelasseneren Seinszustand bemerken kann.

Im kohärenten Alpha- Zustand ist es sehr einfach sich zu entspannen - nicht nur körperlich - sondern auch geistig. Das ist in der heutigen Zeit besonders wichtig!

Die Stimulation kann Sie aus schwerwiegenden Zuständen wie einer Tagtrance zurückholen oder Ihnen mehr Kontrolle und Entscheidungsfreiheit bescheren. Auch Meditationen gelingen in dieser Verfassung wesentlich einfacher.

*Sich unbeschwert und frei fühlen, das wünschen sich viele.
Mit dem neuen Gerät Pce Vortex ist das endlich möglich.*

Genießen Sie den neuen Zustand!



Neue Technologie für den Alpha-Zustand.

Die neueste Entwicklung aus unserer Forschung ermöglicht es jedem Anwender sein inneres Gleichgewicht zu finden. Durch den Einsatz einer neuen Stimulations-Technologie ist es möglich, dass innerhalb von einigen Minuten ein kohärenter Alpha-Zustand erzeugt wird.

Es gibt einen Zustand im Gehirn, der maximale körperliche und geistige Entspannung mit sich bringt. Dieser Zustand ist als kohärenter Alpha- Zustand bekannt und er entsteht dann, wenn unser Gehirn weitgehend gleichmäßig Alpha-Wellen produziert.



Tipp:

*Sie besitzen auch ein Whisper- Neurostimulationsgerät?
Dann ist das die ideale Kombination für Meditationen!*



Welchen Nutzen hat der Alpha- Bewusstseinszustand?

Wenn wir uns im Alpha-Zustand befinden, dann sind wir entspannt und hoch kreativ. Unsere Vorstellungskraft und unsere Sinne sind sehr aktiv und es entsteht ein intensives Gefühl der inneren Ausgeglichenheit.

Im Alpha- Wellen Bereich schwingen die Gehirnwellen im Bereich von 8 bis 13 Hertz. Manchmal entsteht dieser erholsame Zustand von selbst, nämlich immer dann, wenn wir abschalten können und uns wohl fühlen.

Aber, wann fühlen wir uns im modernen Alltag schon wirklich wohl und in Kontrolle über unser Leben?

Pce Vortex ist die Antwort auf diese Frage und die damit verbundene Herausforderung! Die Stimulation soll es vielen Menschen ermöglichen, in den Genuss dieses befreienden Zustands zu kommen.

Wir haben mit dem neuen **Pce Vortex** die Alpha- Wellen- Stimulation auf einen neuen Level gebracht. Mit dem Stimulationsgerät ist ein gezieltes Heraustreten aus dem gewohnten Alltag erstaunlich leicht möglich. Die beiden Gehirnhälften werden mit Alphawellen synchronisiert, was ohne solch ein Hilfsmittel sehr schwierig ist bzw. sehr viel Übung erfordert.

Kohärenz, der synchronisierte Super- Zustand

Pce Vortex entfaltet seine Wirkung durch zwei abgestimmte Spiralantennen, die synchrone, kohärente Impulse im Alphawellenbereich abgeben. Diese werden vom Gehirn ohne direkten Kontakt empfangen und beide Gehirnhälften schwingen sich, nach dem Gesetz der Frequenzfolge, auf die vom Gerät vorgegeben Alphawellen ein.

Es ist die kohärent auftretende Alpha-Gehirnwelle, die uns mit dem Magnetfeld der Erde und den Quantenraum verbindet. *Im Physikalischen finden wir Kohärenz vor allem im Quantenraum.*

Unsere Labor- Messungen haben gezeigt, dass etwas Erstaunliches im Leben der Menschen passiert, deren beide Gehirnhälften kohärent schwingen, das heißt deren Gehirnwellen genau synchronisiert sind.

Schwingen unsere beiden Gehirnhälften kohärent, so schließt sich innerhalb kurzer Zeit auch unser Bauchhirn, unser Herz und alle anderen biologischen Rhythmen *durch das Prinzip der Frequenzfolge* dem vorgegebenen Hirn- Rhythmus an.

Alles läuft über die Schaltzentrale im Kopf

Das Gehirn als Steuerzentrale der biologischen Funktionen im Körper, wirkt so als Taktgeber was auch die körpereigene Regenerationsfähigkeit und Selbstheilungsmechanismen besser ausrichtet.

Wenn also beide Hälften unseres Gehirns, Bauchhirn und das Herz gemeinsam heilende kohärente Schwingungen erzeugen, werden wir vom Fuß bis zum Scheitel mit Leichtigkeit und neuer Energie durchflutet.

Aus Sicht der modernen Neuro- Wissenschaft wirken die synchronen, kohärenten Schwingungen unserer beiden Gehirnhälften bis in die zelluläre und molekulare Ebene hinein und verändern damit unser gesamtes Sein.



EEG KOHÄRENZ - positive Effekte



mehr Kreativität | Intelligenz | Transzendenz | emotionale Stabilität
Selbstbewusstsein | Empathie | ganzheitliches Denken und bessere Urteilskraft.



weniger Angst | Gereiztheit | Unsicherheit | starres Denken und Depression



Finden Sie mentale Verjüngung und Wohlbefinden durch den kohärenten Alpha-Zustand!




Die positiven Effekte von vermehrt kohärenten Alpha-Wellen:

- Intensivierte Achtsamkeit
- Generelle Stimmungsverbesserung
- Verlangsamung der Atmung und Harmonisierung des ganzen Organismus
- Deutliche Reduktion von Stressreaktionen
- Zunahme angenehmer Gefühle
- Senken den Blutdruck
- Stärken das Immunsystem
- Verbessern die Blut- und Sauerstoffzufuhr des Gehirns
- Reduzieren depressive Verstimmungen
- Holen aus der Tagtrance heraus
- Stoppen stressige und angstbehaftete Wahrnehmungen

Finden Sie Ihr inneres Gleichgewicht mit Pce Vortex!

Pce Vortex ist ein hochwirksames Trainings- und Stimulationsgerät, das schon innerhalb von einigen Minuten eine spürbare Wirkung hervorruft. Durch zwei abgestimmte Spiralantennen werden beide Gehirnhälften synchron in einen Alphazustand gebracht.



Alpha-Wellen werden mit Kreativität, Inspiration und optimaler geistiger Arbeit in Verbindung gebracht. Kreative Menschen zeigen in der Messung Alpha-Wellen, wenn sie zuhören und zu einer außergewöhnlichen Lösung kommen. Alpha-Aktivität wird auch mit allgemeiner geistiger und körperlich/geistiger Koordination, Gelassenheit, meditativen Zuständen, Intuition und Lernen in Verbindung gebracht.

Alphawellen werden als Hauptrhythmus bei gesunden und entspannten Erwachsenen beobachtet. Wenn wir morgens aufwachen uns noch etwas Zeit zum Nachklingen und dösen lassen, dann befinden wir uns im Alpha-Zustand.

Lassen Sie sich in den kohärenten Alpha-Zustand führen, ganz ohne weitere Übungen oder Techniken.

Die Anwendung des Geräts ist sehr angenehm und unkompliziert. Sie suchen sich einen ruhigen Platz zur Entspannung, befestigen das Stimulationsband und starten die Anwendung. Innerhalb von nur wenigen Minuten erreichen Sie einen außergewöhnlich entspannten und tiefen Zustand von innerer Ruhe, losgelöster Klarheit und Frieden.

Gehirn und Geist werden beruhigt und inspiriert. Durch die Tatsache, dass unser Gehirn die Fähigkeit besitzt, der Stimulation zu folgen und sich an die angenehmen Effekte der Stimulation zu gewöhnen, entsteht ein Lernprozess, der es jedem ermöglicht, sich aus belastenden Gedankengängen und Gefühlen zu befreien.



Alpha- Zustand versus Theta- Zustand

Theta- Wellen sind die Wellen der besonders tiefen und kraftvollen Meditation. Sie schwingen in einer sehr langsamen Frequenz von 4 bis 8 Hertz und sind die Basis veränderter Bewusstseinszustände und jeglicher Veränderungen auf geistiger und stofflicher Ebene. Wer nach Bewusstseinsveränderung und Bewusstseinsentwicklung sucht, der muss in die Tiefe der Theta- Wellen eintauchen.

Der von uns entwickelte Theta-X Prozess hat schon vielen Menschen ermöglicht, diesen tiefen und kraftvollen Zustand der Meditation zu erreichen. Der Theta-X Prozess arbeitet mit Methoden, der modernen transkraniellen Gleichstromstimulation.

Mehr dazu <https://eggetsberger.net/theta-x.html>

Die Rolle der Alpha- Welle auf unser inneres Gleichgewicht

Es ist gerade die Alphawelle, die uns in den Zustand der Ruhe, des klaren achtsamen Geistes, des aktiven Vagusnervs und somit in den Zustand der Regeneration und Selbstheilung versetzt. Die Möglichkeit mit Pce Vortex jederzeit auf diesen Zustand zuzugreifen, verändert Ihre Lebensqualität nachhaltig.




Meditation und die synchronisierte Alpha-Welle

Der am meisten nachgewiesene Effekt bei Meditierenden, unterschiedlichster Meditationspraktiken, ist die Zunahme von Alphawellenaktivität im EEG (8-13 Hz), vor allem über den frontalen Regionen des Gehirns.

Zudem wurde bei erfahrenen Meditierenden eine höhere Kohärenz der Alphawellen festgestellt. „Kohärenz“ beschreibt, wie gleichförmig sich die EEG- Aktivität über die gesamte cerebrale Oberfläche darstellt. Eine maximale Gehirnwellen- Kohärenz beschreibt die vollkommene synchrone, geordnete Gehirnwellenaktivität, beider Gehirnhälften. Das heißt, dass beide Hirnhälften im kohärenten Zustand wie eine Einheit zusammenarbeiten.


Untersuchungen zeigten, dass Langzeit-Meditierende eine größere Alpha- Amplitude und größere Alpha- Kohärenz aufweisen, als die im Vergleich gegenüber Kurzzeit-Meditierenden zeigten. Hier ist auch der Nutzen der Stimulation mit Pce Vortex besonders hervorzuheben, weil die Stimulation sofort den Effekt erzeugt, den sonst nur Langzeit- Meditierende erleben können.




Pce Vortex im Einsatz

Pce Vortex bietet mehrere Anwendungsmöglichkeiten, die sich durch die gewählte Auflage der Stimulationspunkte ergibt.

1. Stimulation der beiden Gehirnhälften im Frontalbereich. Durch diese Stimulation entstehen eine direkte angenehme tiefe Entspannung, innere Ruhe und Achtsamkeit.



2. Stimulation des linken und rechten Schläfenlappenbereichs. Diese Stimulation hilft Stress abzubauen und die Angstzentren im Gehirn (Amygdalae) zu beruhigen. Die Entspannung der Alarmzentren im Gehirn verbessert die Lernfähigkeit und regt die kreativen Prozesse an. Gleichzeitig ist diese Stimulation ein idealer Intuition-Booster.



Wir empfehlen, mit den verschiedenen Anwendungen zu experimentieren und dann die angenehmsten Stimulationspunkte zu verwenden. Je länger die Alpha-Stimulation angewendet wird, desto länger hält die Nachwirkung der Stimulation an.

WICHTIGER HINWEIS: Während oder direkt nach der Stimulation mit Pce Vortex sind Sie nicht verkehrstauglich. Sie sollten erst wenn die Nachwirkungen von Pce Vortex KOMPLETT abgeklungen sind, wieder Tätigkeiten durchführen, bei denen Ihre ganze Aufmerksamkeit gefordert ist. Das bedeutet also, keine Teilnahme am Straßenverkehr und das Bedienen von gefährlichen Geräten bzw. Maschinen.



Das Gerät ist sofort einsetzbar.

Anwendung:

Das Gerät wird über einen USB-Stecker mit Strom betrieben. Stecken Sie das Pce Vortex mittels des beigelegten Steckers an eine Steckdose an und stecken Sie die beiden Antennen-Kabel in die beiden dafür vorgesehenen Buchsen am Gerät an. Legen Sie die runden Elektroden am Ende des Kabels in die dafür vorgesehenen Taschen auf der Innenseite des Stirnbandes ein. Die Elektroden können wie gewünscht positioniert werden, indem Sie diese innerhalb des Bandes sanft verschieben. Schalten Sie anschließend das Gerät ein.

Zwei mögliche Stimulationen:

Auflage 1 -> Frontalhirn: Entspannungs-, Achtsamkeits- und Meditationsübungen.

Auflage 2 -> Schläfenlappen: Stress abbauen und Angstzentren im Gehirn (Amygdalae) beruhigen.

Dauer der Stimulation:

Als grundsätzliche Regel bei der Dauer der Stimulation gilt, dass sie nur so lange durchgeführt wird, wie Sie sich dabei wohl fühlen.

Die erste Stimulation sollten Sie eher kürzer halten - etwa 10 Minuten. Je nach Wunsch, kann die Stimulation bis zu 60 Minuten ausgedehnt werden. Die Stimulation sollte im Sitzen oder im Liegen durchgeführt werden.

Experimentiergerät:

Wählen Sie selbst die Dauer der Stimulation und die Antennenposition, abgestimmt auf ihr Wohlbefinden. Die ersten Versuche mit Pce Vortex sollten Sie am besten in einem Zeitraum planen, in dem Sie ausreichend Zeit haben, um sich zu beobachten. Wir empfehlen ein Trainingstagebuch/Trainingsblatt in dem Sie Stimulationsdauer, Antennenposition, Empfindungen und Dauer der Nachwirkung festhalten.

Frequenzfile zum Pce Vortex:

Nutzen Sie auch das speziell abgestimmte Frequenzfile, um die Wirkung weiter zu optimieren. Der Downloadlink befindet sich in der Gerätebeschreibung.



Sie haben bereits Stimulationsgeräte von uns?

Kombinationen mit Whisper und Power Modulator sind möglich. Der Whisper, wie auch der Pce Power Modulator unterscheiden sich in ihrer Funktion und Arbeitsweise grundsätzlich vom neuen Pce Vortex und können sich in ihrer Wirkung gegenseitig unterstützen. Ob kreative Stärke, mentales Gleichgewicht bei neuen Entscheidungen und Lösungen oder tiefe Balance und neue meditative Erfahrungen mit den neuen Kombinationsmöglichkeiten tunen Sie Ihr Leben neu.

Pce Vortex stimuliert und synchronisiert direkt das EEG, der Whisper wie auch der Pce Power Modulator beeinflussen die Gleichspannungs- Hirnpotenziale durch direkte Stimulation. Der Power Modulator bringt das Gehirn zu einer höheren Potenzialeistung und der Whisper baut eine sogenannte Langzeitpotenzierungen auf. Sie haben jetzt die Wahl der Möglichkeiten.



Biofeedback Messung

Bei der Anwendung von Pce Vortex können gleichzeitig Gehirnpotenzial-, Hautleitwert- Durchblutung- / Temperatur- und Muskelspannungsmessungen durchgeführt werden.

Die gleichzeitige Messung dieser Gehirn- und Körperwerte sind möglich, da Pce Vortex keinen direkten, leitenden Körperkontakt herstellt, sondern nur über die beiden Spiralantennen die Alphawellen im Gehirn anregt.

Wirkung und Nachwirkung von Pce Vortex

Die Wirkung tritt sehr direkt und zumeist gut spürbar auf. Da die meisten Menschen das Gefühl der Kohärenz nicht kennen, werden die auftretenden Empfindungen wahrscheinlich für viele Anwender sehr interessant und neu sein. Anfangs kann dabei ein leichtes „Druckgefühl“, oder „leichtes Ziehen“ auftreten. Auch die Beschreibung „eines Leerraums“ im Kopf wurde berichtet.

Die Wahrnehmung der Veränderung kann beim einseitigen Stimulieren noch mehr bewusst gemacht werden. Man kann auch das Gerät immer wieder abschalten, um die veränderten auftretenden Empfindungen besser wahrzunehmen. Der Zustand der Stimulation entsteht, ob man ihn selbst bewusst wahrnimmt oder nicht. Die Wahrnehmung hilft jedoch sehr bei der bewussten Entwicklung und ggf. spirituellen Erfahrung.

Alles eine Frage der Gewohnheit.


Die Empfindungen, die bei der Alphawellen- Kohärenz auftreten, sind individuell sehr unterschiedlich. Manche nehmen während und nach der Stimulation ein Gefühl des Schwebens wahr, oder ein Gefühl, dass sich die Verhaftung an den Körper zu lösen scheint. Auch eine Art von Deja Vu Erlebnis kann auftreten.



Falls bei den ersten Stimulationen ein unangenehmes Gefühl bei der Stimulation auftreten sollte, dann sollten Sie die Stimulation abbrechen. Möglicherweise tut sich Ihr Gehirn schwer, in den entspannten kohärenten Zustand überzuwechseln und es braucht etwas Zeit, um diese Veränderung durchzuführen. Geben Sie sich Zeit und stimulieren Sie einfach nur kurze Zeitspannen, um das Herauslösen aus dem angespannten und gestressten Zustand langsam zu lernen. Nach einigen Übungsabläufen wird Ihr Gehirn aber lernen in den entspannten und kohärenten Zustand einzutreten.

Gezieltes Lernen und Auslösen der Kohärenz

Sobald Sie feststellen, dass Sie gut in den kohärenten Alpha- Zustand kommen, können Sie mit persönlichen Lernanwendungen beginnen.



Entspannungs-, Achtsamkeits-, Meditationsübungen bei Antennenaufgabe Frontalhirn (*siehe Bild*) kann ebenso nach einigen Anwendungen, die zur Gewöhnung sinnvoll sind, beginnen.

Wir empfehlen, dass Sie zusätzlich zur Stimulation das MP3 Frequenz-File hören. Es wurde genau auf die Anwendung mit dem Gerät abgestimmt.

Dauer der Stimulation:

Als grundsätzliche Regel bei der Dauer der Stimulation gilt, dass sie nur so lange durchgeführt wird, wie Sie sich dabei wohl fühlen.

Sicherheitshalber sollten Sie zu Beginn eher etwas kürzer stimulieren, etwa 10 Minuten lang. Steigern Sie dann auf 20 Minuten danach auf 40 Minuten und höchstens auf 60 Minuten.

Geben Sie Ihrem Gehirn die Zeit, die es braucht, um sich an die neue Fähigkeit und den neuen Zustand zu gewöhnen.

Lassen Sie dem Gehirn nach einer Stimulationseinheit ebenso genügend Zeit (bis die Nachwirkungen komplett abgeklungen sind) um alle Eindrücke zu verarbeiten und auf einen guten Tagesbewusstseinszustand zurückzufinden.

Sie sollten die Stimulation im Sitzen oder im Liegen durchführen.

Eine Stimulation im Stehen ist nicht zu empfehlen, da ein leichtes Schwindelgefühl, ausgelöst werden kann. Durch das Gefühl der weniger starken Zentrierung des Bewusstseins im Körper, ist ein sicheres Stehen nicht zu garantieren.

